

## **TIERGESUNDHEITSDIENST**

für landwirtschaftliche Nutztiere für das Burgenland

7000 Eisenstadt, Ruster Straße 135

Tel.: 02682-600-2475

E-Mail: [post.tgd@bgld.gv.at](mailto:post.tgd@bgld.gv.at) UID: ATU57810667

Homepage: [www.tgd-b.at](http://www.tgd-b.at)



### **Arbeitsanweisung Probenentnahme PRRS – Kaustricke**

- ✓ Bevorzugt sollten die Kaustrickproben aus dem Bereich der Aufzuchtferkel (älter als 10. Lebenswoche) entnommen werden.
- ✓ Bitte ziehen Sie sich Einmalhandschuhe an. Der Kaustrick wird ausgerollt, der Knoten am Ende gelöst und der Kaustrick ausgefranst. Danach wird er in der Bucht, am besten mit einem Kabelbinder befestigt. Dabei sollte der Strick so befestigt werden, dass das unterste Ende des Kaustricks ungefähr auf Schulterhöhe der zu untersuchenden Schweine ist. Es muss sichergestellt werden, dass der Strick gut befestigt ist und den Kauaktivitäten der Schweine standhält. Der Strick sollte an einer möglichst sauberen Stelle und nicht in Futternähe aufgehängt werden.
- ✓ Die Schweine sollten mindestens 30 Minuten die Möglichkeit haben, an dem aufgehängten Strick zu kauen. Bei Abteilen mit mehr als 25 Tieren sollten 2 Stricke verwendet werden.
- ✓ Nach Ablauf der Zeit ziehen Sie sich bitte neue Einmalhandschuhe an, geben Sie den Kaustrick in das beiliegende Plastiksackerl und streifen Sie ihn mehrmals aus.
- ✓ Zum Schluss füllen Sie die Speichelprobe in das beschriftete Röhrchen (eine untere Ecke abschneiden oder Flüssigkeit mit Nadel und Spritze aufziehen und ins Proberöhrchen geben). Für jeden Strick sollten neue Handschuhe verwendet werden.

Einen Film zur Probennahme finden Sie unter: <https://www.ooe-tgd.at/1708.htm#retop>

Die Proben müssen sofort gekühlt und noch am Tag der Entnahme abgeholt und ins Labor gebracht werden. Ist dies nicht möglich, müssen sie tiefgekühlt werden und auch tiefgekühlt transportiert werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Foto 1: Probenset (Landwirtschaftskammer Burgenland), Foto 2 und 3 (Probenahme, Tiergesundheitsdienst Oberösterreich)