


## Generieren von User-QR-Codes:

Um an der beaufsichtigten Antigen-Testung teilnehmen zu können, benötigen Sie eine sogenannte User-ID, damit die durchgeführten Tests korrekt eingemeldet und gültige Testzertifikate ausgestellt werden können. Dabei handelt es sich um einen QR-Code, den jede/r selbst über eine frei zugängliche Website <https://qr.bgld-testet.at> generieren kann.

### Der Ablauf:

Zum Generieren der QR-Codes und User-IDs benutzen Sie den **QR-Code-Generator**:



1. Gehen Sie mit Ihrem Smartphone im Internet auf die Seite <https://qr.bgld-testet.at> – dazu brauchen Sie sich nicht einzuloggen.

2. Geben Sie Ihre **persönlichen Daten** (Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer) ein.


3. Wenn Sie **mehrere Personen gleichzeitig anlegen** wollen, klicken Sie auf den Button „**Hinzufügen**“ und geben Sie die Daten mehrerer Mitarbeiter ein.

4. Klicken Sie anschließend auch auf „**QR-Code erstellen**“, und die App erstellt für jeden Mitarbeiter einen eigenen QR-Code.


5. Sie können die User-QR-Codes ausdrucken, indem Sie auf „**QR-Code drucken**“ klicken.

### ODER

Machen Sie via „**Snipping Tool**“ ein **Foto Ihres QR-Codes** und speichern Sie dieses auf Ihrem Handy ab.

6. Wenn Sie die erstellten **Daten lokal speichern** wollen, klicken Sie auf das Feld „**Als CSV herunterladen**“ und speichern Sie die Daten als CSV-Datei ab.




7. Die lokal gespeicherten Daten sind **wieder verfügbar**, indem Sie auf „**CSV hochladen**“ klicken. So können bei Bedarf wieder User-ID-QR-Codes der gespeicherten Personen generiert werden.

### ACHTUNG:

Bringen Sie Ihren QR-Code immer zur Testung mit – entweder in ausgedruckter Form oder als Foto auf Ihrem Smartphone.

Die Head User lesen Ihren QR-Code ein, um Sie zu identifizieren und mit jenem des Testkits und dem Testergebnis via Handy ein und übermitteln mittels Head App das Testergebnis.